



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

台式真空干燥箱—微电脑控制

普及型



新一代真空干燥箱，集公司多年在箱体加热方面的成功经验，通过不断潜心研究，突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”——寻找到好的热传导方式。

用途概述

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

产品特点

- 长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠，与传统真空箱相比，干燥时间减少40%以上。
- 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体。
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门密封圈，确保箱内保持高真空度。
- 工作室采用不锈钢板材料制成，确保产品经久耐用，便于清洁。
- 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化。

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、智能程序液晶温度控制器 ¥ 1500元
- 2、惰性气体进气阀 ¥ 500元
- 3、进口真空表 ¥ 800元
- 4、下箱体柜 ¥ 1000元
- 5、液态水过滤器(按规格型号定价，适用高温干燥用)..... ¥ 700元
- 6、干燥罐 ¥ 550元
- 7、进口Vacuummer VOP-100/200 ¥ 9900元/11900元
- 8、可选配排气油污过滤装置(建议6个月更换一次) ¥ 2500元
- 9、可选配搁板 每块 ¥ 500~2000元
- 10、国产真空泵2XZ-2 ¥ 1990元
- 11、国产真空泵2XZ-4 ¥ 2390元

技术参数

技术指标	型号	DZF-6050	DZF-6012		化学专用	生物专用			
		DZF-6053	DZF-6020	DZF-6021	DZF-6030A	DZF-6030B	DZF-6213	DZF-6123	DZF-6092
		DZF-6055	DZF-6022	DZF-6051	DZF-6032	DZF-6050B	DZF-6216	DZF-6126	DZF-6094
		DZF-6056	DZF-6024		DZF-6034	DZF-6055B			DZF-6096
电源电压	AC220V 50HZ								
输入功率	1450W	400W/400W/700W/700W	400W/1450W	850W	300W/650W/650W	1550W/2850W	1500W/2300W	870W/1950W/1950W	
控温范围	RT+10 ~ 200℃				RT+10 ~ 65℃		RT+10 ~ 200℃		
温度分辨率/ 波动度	0.1℃ /±1℃								
达到真空度	133Pa								
真空表	机械指针式					进口真空表/机械指针式			
工作环境温度	+ 5 ~ 40℃								
内胆尺寸(mm) W×D×H	415×370×345	220×210×220 300×300×275	300×300×275 415×370×345	320×320×300	320×320×300 415×370×345	600×600×600	500×500×500	450×450×450	
外形尺寸(mm) W×D×H	730×560×550	500×375×410 605×490×450	605×490×450 730×560×550	630×510×490	610×510×490 730×560×550	890×760×741	790×660×641	740×610×591	
搁板	2块/3块/5块/6块	2块/1块/2块/4块	1块/2块	1块/2块/4块	1块/2块/5块	3块/6块 (3块独立控温)	3块/6块 (3块独立控温)	2块/4块/6块	
工作室材料	不锈钢304 (1Cr ~ 18Ni9Ti)		冷轧板(08F)	不锈钢316 (0Cr17Ni12Mo2)	不锈钢304 (1Cr ~ 18Ni9Ti)				

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20°C，环境湿度50%RH

注:1、台式系列带进气阀门控制（不标配真空泵）

2、6020、6021、6030、6213、6123、6090的加热方式为搁板式加热方式，其余产品采用内胆四周捆绑式加热

3、采用四周捆绑式加热，能定制250°C真空干燥箱，交货期20天，加收市场价10%费用

4、采用隔板式加热，能定制300°C真空干燥箱，交货期20天，加收市场价20%费用